



鳥取県米子市にある養和病院では、トータルリハビリテーションを目指されています。


療養病床60床、精神科病床168床 計228床稼働

## 医療法人 養和会 養和病院における一事例紹介

### 取り組み内容

- 理学療法士様・作業療法士様に測定していただきました。
- A→B→A→B方式：  
リハビリの効果によって結果に差が出ないように厚みのあるテープ止めタイプとスマートフィットを1～2日ずつ着用しました。
- ダブルブラインド方式：ご利用者様と測定者にはどちらの商品を着用しているか伝えていません。

※本内容は養和病院での研究報告であり、全ての方にあてはまるわけではありません。



## 検証 1

### おしりまわりがすっきりしているので安定した座位姿勢を保持

【対象者2名】 80歳代後半・要介護5 / 90歳代前半・要介護5




車イスの背もたれから  
ご利用者様の膝先までの距離を測定

夕食前後で1～3cmの  
姿勢崩れが発生していましたが、  
**ほぼズレなく座位姿勢を**  
**維持できるようになりました。**



●姿勢のズレ (cm) ※養和病院調べ



厚みのあるテープ止めタイプ



スマートフィット

超うす型吸収体のため、おしりまわりや足まわり、股下がすっきりしているので不快感が軽減し、足も閉じやすく、座位が安定します。安定した座位姿勢の保持は円背や褥瘡、誤嚥のリスクに配慮でき、呼吸の安定にもつながると考えられます。

## 検証 2

### 衣類が引っかかりにくいので衣類着脱時間が軽減

【対象者1名】 80歳代後半・要介護3



テープ止めタイプ交換時、ご本人様によるズボンの脱衣と着衣時間を測定

厚みのあるテープ止めタイプ

224秒

スマートフィット

100秒

※養和病院調べ

**従来に比べて、  
衣類の着脱時間が半減！**



超うす型吸収体のため、おしりまわりにぴったりフィットし、ズボンが引っかかりにくいので、ご利用者様本人でも軽い力でスムーズにズボンの上げ下げができます。スムーズな交換により、ご利用者様の負担軽減はもちろん、職員様の業務負担軽減にもつながります。

嬉しいお声ありがとうございます。その他にも何か気づきなどがあれば、ご連絡をお待ちしております！

株式会社 **リブドゥコーポレーション**

〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル TEL:06-6227-1390  
発行人:C&Cマーケティング本部 陶守 久美子 発行日:2021年10月29日

<https://www.livedo.jp/>

